

Rubber Dam Products

CLAMP:

Sterilize and ligate before use.

Sterilisér og ligér inden brug.

Stériliser et ligaturer avant utilisation.

Steriliseer en verbind voor gebruik.

Steriliser og bind sammen før bruk.

Sterilizzare e legare prima de dell'uso.

Esterilizar e ligar antes de usar.

Vor Gebrauch sterilisieren und mit Hilfe von Fäden sichern.

Sterilisera och ligera före användning.

Αποστειρώστε και απολινώστε πριν τη χρήση.

Esterilice y amarre la pinza antes de usarla.

FORCEPS & FRAME:

Sterilize before use.

Steriliseres inden brug.

Stériliser avant usage.

Steriliseer dit product voor gebruik.

Steriliser før bruk.

Sterilizzare prima dell'uso.

Esterilizar antes de usar.

Vor Gebrauch sterilisieren.

Steriliseras före användning.

Αποστειρώνετε πριν τη χρήση.

Esterilizar antes de usar.

PUNCH:

Lubricate moveable parts and sterilize before use.

Smør de bevægelige dele og sterilisér anordningen inden brug.

Lubrifier les composants mobiles et stériliser avant usage.

Smeer beweegbare onderdelen en steriliseer de onderdelen voor gebruik.

Smør bevegelige deler og steriliser før bruk.

Lubrificare le parti amovibili e sterilizzarle prima dell'uso.

Lubrifique as partes móveis e esterilize antes de usar.

Bewegliche Teile schmieren und vor Gebrauch sterilisieren.

Smörj rörliga delar och sterilisera före användning.

Λιπαίνετε τα κινητά μέρη και αποστειρώνετε πριν τη χρήση.

Lubricar las piezas ajustables y esterilizar antes de usar.

Distributed by:

Kulzer, LLC

4315 South Lafayette Blvd.

South Bend, IN 46614-2517

1-800-431-1785

www.KulzerUS.com

Made in USA

55796608 R03/17



KULZER

mitsui chemicals group